



Ciência e Tecnologia valorizam a vida

LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Endereço: No.37 Chaoqian Road, distrito de Changping, Pequim, 102200 República Popular da China

Site: en.lepumedical.com & www.lepucreative.com

V.20230426



Assistência médica e Telessaúde Soluções

● Confiabilidade | Portabilidade

● Telemedicina | Integração





Portfólio da empresa

A Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. foi fundada em 1999. Ela é especializada em Pesquisa e Desenvolvimento, fabricação e comercialização de equipamentos médicos de alta tecnologia. Nossa sede internacional está localizada em Shenzhen, província de Guangdong, China.

Hoje, a Lepu Medical tornou-se uma empresa líder mundial em tecnologia médica nas áreas de intervenção cardiovascular, doenças cardíacas estruturais, gerenciamento do ritmo cardíaco, anestesia e cuidados intensivos, soluções de inteligência artificial, soluções de telemedicina, diagnóstico in vitro e cirurgia geral. Os produtos incluem stents coronários, cateteres de balão de dilatação, acessórios de intervenção, dispositivos de oclusão, válvulas cardíacas mecânicas, cateteres de eletrofisiologia, marcapassos, equipamentos de diagnóstico in vitro e biomarcadores, sistemas DSA e grampeadores cirúrgicos. Nossa visão é transformar a Lepu Medical em um dos maiores fornecedores nas plataformas de dispositivos médicos, medicamentos, produtos de assistência médica, serviços de assistência médica e novos modelos médicos.



Edifício da sede da Shenzhen Lepu International

P01

OXÍMETRO DE PULSO

- Oxímetro de pulso de dedo 01
- Oxímetro vestível 06
- Oxímetro portátil 12

P14

MONITOR DE VERIFICAÇÃO PONTUAL

P16

ECG

- Monitor Holter 16
- Sistema de monitoramento Holter 17
- ECG portátil 18
- Pocket ECG..... 20
- ECG fácil 22

P23

TERMÔMETRO

- Termômetro digital 23
- Termômetro infravermelho de testa..... 24

P25

MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL

P27

MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE

P28

ANALISADOR DE COLESTEROL

P29

ANALISADOR DE COAGULAÇÃO

P30

SOLUÇÕES DE TELESSAÚDE

Oxímetro de pulso de dedo

oxímetro de pulso de dedo destina-se à medição da saturação de oxigênio de pulso, da frequência de pulso e do índice de perfusão através do dedo do usuário. A Lepu Medical se concentra em P e D e fabricação há mais de 23 anos. A tecnologia MoveOxy autodesenvolvida fornece resultados de medição profissionais para efeitos de movimento, baixo PI e condições de sinal de pulso fraco.

PC-60A

- Visor LCD com rotação em 2 direções
- Medição de SpO2, frequência de pulso e PI, exibição de barra de pulso
- Remoção de artefatos e anti-movimento
- À prova de respingos e resistente a quedas
- Indicação acima do limite
- Liga/desliga automaticamente



POD-2

- Visor LCD com rotação em 2 direções
- Medição de SpO2 e frequência de pulso, exibição de barra de pulso
- Remoção de artefatos e anti-movimento
- À prova de respingos e resistente a quedas
- Indicador de bateria fraca
- Liga/desliga automaticamente



LOX100

- Visor colorido e rotação em 4 direções
- Medição de SpO2, frequência de pulso e PI, exibição de barra de pulso e pletismograma.
- Remoção de artefatos e anti-movimento
- À prova de respingos e resistente a quedas
- Alarme sonoro e luminoso com indicação de bateria fraca
- Aliga/desliga automaticamente



Oxímetro de pulso de dedo

PC-60FW / PC-60F

- Visor OLED com rotação em 4 direções
- Medição de SpO2, frequência de pulso e PI, exibição de barra de pulso e pletismograma
- Verificação pontual e modo de monitoramento contínuo
- Análise de frequência de pulso no modo de verificação pontual
- Resultados de medição transmitidos por voz
- Armazenamento de até 12 conjuntos de resultados de unidade
- Módulo sem fio com aplicativo para exibição em tempo real
- Remoção de artefatos e anti-movimento
- À prova de respingos e resistente a quedas
- Alarme sonoro e luminoso com indicação de bateria fraca
- Liga/desliga automaticamente



Somente 60FW tem I
ogotipo sem fio

PC-60B1

- Visor colorido com rotação em 4 direções
- Medição de SpO2, frequência de pulso e PI, exibição de barra de pulso e pletismograma
- Remoção de artefatos e anti-movimento
- À prova de respingos e resistente a quedas
- Alarme sonoro e luminoso
- Liga/desliga automaticamente
- Disponível em diferentes cores (pedidos no atacado)
- Tampa de borracha de silicone, estojo de transporte (opcional)



Oxímetro de pulso de dedo

PC-60D2

- Design exclusivo e para uso pediátrico
- Medição de SpO2, frequência de pulso e PI, exibição de barra de pulso e pletismograma
- Visor OLED com rotação em 4 direções
- Remoção de artefatos e anti-movimento
- À prova de respingos e resistente a quedas
- Alarme sonoro e luminoso
- Liga/desliga automaticamente
- Desempenho confiável e preciso contra baixa perfusão



PC-60E

- Aplicável a adultos, pediátricos e recém-nascidos com sonda externa
- Visor colorido com rotação automática em 4 direções
- Medição de SpO2, frequência de pulso e PI, exibição de barra de pulso e pletismograma
- Remoção de artefatos e anti-movimento
- À prova de respingos e resistente a quedas
- Alarme sonoro e luminoso com indicação de bateria fraca
- Liga/desliga automaticamente



Sonda para recém-nascidos

Sonda para crianças

Oxímetro de pulso de dedo

PC-60N

- Aplicável a adultos, pediátricos e recém-nascidos com sonda externa
- Visor colorido, rotação em 4 direções
- Medição de SpO2, frequência de pulso e PI, exibição de barra de pulso e pletismograma
- Remoção de artefatos e anti-movimento
- À prova de respingos e resistente a quedas
- Alarme sonoro e luminoso com indicação de bateria fraca
- Liga/desliga automaticamente



Sonda para recém-nascidos Sonda para crianças

PC-60NW

- Aplicável a adultos, pediátricos e recém-nascidos com sonda externa
- Visor colorido com rotação automática em 4 direções
- Medição de SpO2, frequência de pulso e PI, exibição de barra de pulso e pletismograma
- Módulo sem fio com aplicativo para exibição em tempo real
- Remoção de artefatos e anti-movimento
- À prova de respingos e resistente a quedas
- Alarme sonoro e luminoso com indicação de bateria fraca
- Liga/desliga automaticamente



Sem fio



Sonda para recém-nascidos Sonda para crianças

Oxímetro de pulso de dedo

PF-10

- Botão de toque, OLED colorido com rotação em 4 direções, exibição de SpO2, frequência de pulso e pletismograma
- Alarme sonoro e luminoso
- Suporta modo de verificação pontual e modo contínuo. Ambos os modos detectam pulsos irregulares
- Suporta 12 conjuntos de registro no dispositivo e gerenciamento ilimitado de dados no aplicativo
- Bateria de lítio recarregável, totalmente carregada para suportar 24 horas de duração da bateria
- Conexão sem fio com Vihealth e transferência de dados em tempo real



Sem fio



PF-20

- Design exclusivo para crianças
- Visor OLED colorido com rotação em 4 direções, exibição de SpO2, frequência de pulso e pletismograma
- Alarme sonoro e luminoso
- Suporta modo de verificação pontual e modo contínuo. Ambos os modos detectam pulsos irregulares
- Suporta 12 conjuntos de registro no dispositivo e gerenciamento ilimitado de dados no aplicativo
- Conexão sem fio com Vihealth e transferência de dados em tempo real



Infantil



Sem fio



Oxímetro vestível

Kids O2

- Vibrador inteligente integrado
- Vibração acionada por baixa oxigenação
- Nunca sai do dedo
- Confortável e macio
- Vibração ajustável no aplicativo
- Monitoramento contínuo à noite e ao praticar esportes
- Até 12 a 16 horas de duração da bateria, recarregável via porta USB



Infantil

Wear O2

- Design exclusivo para crianças
- Vibrador inteligente integrado
- Vibração acionada por baixa oxigenação
- Nunca sai do dedo
- Confortável e macio
- Vibração ajustável no aplicativo
- Monitoramento contínuo à noite e ao praticar esportes
- Até 14 horas de duração da bateria e recarregável via porta USB



Oxímetro vestível

Oxyfit

- Sensor bico de pato confortável com design em material macio para medição contínua de SpO2, FP e PI
- Liga automaticamente ao vestir
- Armazene 4 conjuntos de SpO2 e PR, cada conjunto por 1 hora no dispositivo.
- Suporta frequência cardíaca alta e baixa e alarme de oxigênio no sangue
- Definição automática dos limites de alarme no aplicativo
- Monitoramento de dados em tempo real no aplicativo
- Som sonoro para o modo de alarme
- Bateria de lítio integrada. Até 16 horas de duração da bateria



Sem fio



Oxímetro vestível

Design exclusivo, leve e vestível para monitoramento de SpO2, HR e PI em vários cenários. O O2 Ring pode rastrear e registrar os níveis de oxigênio durante a noite. Durante o sono, o O2 Ring irá vibrar de forma suave para avisar você assim que detectar níveis baixos de oxigênio ou frequência cardíaca anormal.

O2 Ring

- Experiência de uso confortável
- Rastreo e registro de níveis de oxigênio e frequência cardíaca
- Vibração inteligente acionada por SpO2 baixo
- Bateria recarregável integrada para uso noturno
- Sincronização de dados em tempo real com o aplicativo via Bluetooth
- Suporta monitoramento remoto via módulo sem fio



Rastreamento noturno



Medição precisa



Aviso por vibração



Software APP/PC




Armazenamento em nuvem

Oxímetro vestível

Solução de monitoramento remoto sem fio

- Monitoramento preciso contra baixa perfusão
- Monitoramento confiável contra situações com movimento
- Monitoramento sensível contra sinal de pulso fraco



Quem precisa do O2ring™



Oxímetro vestível

Este é um rastreador de sono vestível inteligente, leve e fácil de usar. O uso de um rastreador do sono pode ajudar os médicos a identificar possíveis problemas para discutir com as famílias, incluindo problemas na hora de dormir, despertares noturnos, qualidade ou duração de sono inadequada, ronco ou apneia, movimentos periódicos dos membros, síndrome das pernas inquietas, parassonias, convulsões noturnas, sonolência diurna e narcolepsia. Algumas práticas descobriram que adicionar rastreadores de sono a registros eletrônicos em adultos e crianças aumenta significativamente a identificação de problemas de sono.



Tampa de dedo de silicón



Fluxo nasal

AP-20

- Design portátil com tela de 1,44 polegadas para monitoramento do sono
- Monitoramento fácil de SpO2, PR, frequência de respiração, fluxo de ar e ronco
- Exportação de dados para PC por cabo USB com software de análise e impressão
- O movimento do corpo pode ser registrado e revisado no software
- Modo de economia de energia com visor desligado, brilho ajustável
- Alarme luminoso/áudio e vibratório
- Armazenamento de dados até 72 horas
- Conectividade sem fio a smartphones para gerenciar dados no aplicativo ou transferir os dados para o software do computador via USB
- Adaptado à tecnologia MoveOxy® Spo2 para monitorar com precisão o SPO2 em baixa perfusão, situação de movimento e sinais de pulso de despertar
- O software de análise profissional permite ao usuário gerenciar, revisar e analisar os registros em tendência, gráfico e estatística

Oxímetro vestível

AP-10

- Visor OLED de SpO2, PR, PI e pletismograma
- Exportação de dados para PC por cabo USB com software de análise e impressão
- O movimento do corpo pode ser registrado e revisado no software
- Modo de economia de energia com visor desligado, brilho ajustável
- Alarme luminoso/áudio e vibratório
- Armazenamento de dados até 160 horas
- Conexão sem fio a smartphones para gerenciar dados no aplicativo ou transferir os dados para o software do computador via USB





Tecnologia MoveOxy® Spo2

- Monitoramento preciso contra baixa perfusão
- Monitoramento confiável contra situações com movimento
- Monitoramento sensível contra sinal de pulso fraco

Software de análise profissional

software de gerenciamento de dados permite ao usuário gerenciar, revisar e analisar os registros em tendência, gráfico e estatística. A impressão dos relatórios fornece uma visão intuitiva dos estudos de pré-triagem de sono



Oxímetro portátil

SP-20

- Aplica-se à medição no hospital ou residência para adultos, pediátricos e recém-nascidos.
- Medição de SpO2, Frequência de pulso e temperatura (opcional)
- Tela TFT de 3,5 polegadas de PI%, pletismógrafo e barra de pulso
- IDs de 16 usuários para marcação de dados e podem ser adicionados
- Um suporte integrado para uma posição conveniente na mesa
- A base serve para fixar o oxímetro e carregar
- Bateria de lítio até 18 horas de duração
- Mais de 500 horas de armazenamento de dados SpO2 e FP
- Software para PC para gerenciamento de dados
- Função de alarme sonoro e luminoso disponível
- Desligamento automático disponível



Sem fio



Sonda de SpO2 de envoltório tipo Y (infantil)



Clipe de dedo (Adultos)

Acessórios



Sensor de clipe adulto



Sensor macio adulto



Sensor de clipe pediátrico



Sensor macio pediátrico



Sensor de envoltório para recém-nascidos



Termômetro de ouvido infravermelho (somente para SP-20)

Oxímetro portátil

PC-66B

- Visor TFT de 2,2 polegadas para SpO2, PI, Pletismografia, FP
- Tecnologia MoveOxy SpO2 com remoção de artefatos e desempenho anti-movimento
- Várias sondas de SpO2 para adultos, pediátricos e recém-nascidos
- Bateria de lítio integrada para monitoramento contínuo
- Até 384 horas de armazenamento de dados SpO2 para revisão
- Limite de alarme ajustável, nível de tom de tom e tom de tecla



Envoltório tipo Y Sonda de SpO2 (Infantil)



Clipe de dedo (Adultos)





MONITOR DE VERIFICAÇÃO PONTUAL

O monitor de verificação pontual aplica-se para a medição de parâmetros fisiológicos de adultos. O dispositivo é amplamente utilizado em farmácias, clínicas e residências para medições diárias. Equipado com bluetooth e interface USB, os usuários podem observar no telefone/tablet em tempo real ou transferir os dados para o computador para diagnóstico e gerenciamento de dados futuros.

PC-303

- Design compacto com tela de 4,3 polegadas
- Monitora SpO2, PR, NIBP, TEMP, ECG e parâmetros de glicose no sangue
- Exibição em tempo real no aplicativo com sistemas IOS e Android
- Software de gerenciamento de dados no computador para exportação e análise
- Maleta opcional com tablet Android para melhor aproveitamento.
- Fornece protocolos de comunicação Android, IOS, Windows e SDK para maior cooperação
- Adapte-se ao atendimento humanitário, médico de família e alguns locais onde há falta de transporte, falta de mobilidade, condições devidas a surtos
- Equipado com cabo ECG de 3/5 derivações, exibição de forma de onda em tempo real para atender às necessidades de diferentes cenários



Sem fio



MONITOR DE VERIFICAÇÃO PONTUAL

PC-203

- Medição de SpO2, NIBP, frequência de pulso e TEMP
- Exibição de medição em tempo real no aplicativo com sistema Android ou IOS
- Resultado rápido da medição de TEMP da sonda de ouvido em 5 segundos
- Bateria de lítio recarregável integrada
- Upload de dados via Bluetooth para análise e impressão
- Opcional com glicosímetro



Sem fio

PC-102

- Medição de SpO2, NIBP e frequência de pulso
- Exibição em tempo real no aplicativo com sistema Android ou IOS
- Design portátil para medição conveniente
- Integrado com bateria de lítio recarregável
- Opcional com glicosímetro



Sem fio



Acessórios



Sensor de SpO2

Sonda de ouvido infravermelho

Braçadeira de NIBP

Glicômetro de sangue

Monitor de ECG

Monitor Holter

Um monitor Holter é um pequeno dispositivo vestível que monitora e registra a atividade cardíaca ECG. Ele prolonga o período de registro e às vezes é útil para observar arritmias pontuais, que são difíceis de identificar em períodos mais curtos.

M12

- Design leve e compacto: menos de 50 g
- Exibição de alta definição
- Exibição de forma de onda em tempo real
- Aquisição simultânea de 12 derivações
- Cabo de eletrodo de 3/5/6/10 opcional
- Excelente impedância de entrada, reduzindo a distorção da forma de onda
- Exportação de dados via USB para análise eficiente
- Bateria recarregável integrada. Monitoramento contínuo até 72 horas



TH12

- Peso leve, conveniente
- Registro digital de 12 canais
- Transmissão de dados via cartão SD
- Exibição de forma de onda em tempo real
- Monitoramento contínuo até 24 horas
- Detecção de marcapasso, taxa de amostragem de estimulação 20.000 Hz
- Análise de ST, análise de QT
- Análise de HRT, análise de frequência HRV / domínio
- Análise da síndrome da apneia obstrutiva do sono
- Análise alternativa da onda T
- Análise de potenciais tardios ventriculares



Sistema de monitoramento Holter

A saída do relatório é simples e rápida, com alta precisão


Todos os canais registrados são analisados e os episódios com muito ruído são excluídos automaticamente. Isso melhora a análise de Holter "real" com alta precisão de análise e economiza muito tempo.

Registrar dados → Importar dados → Análise de dados → Gerar relatórios




Recursos avançados de análise


Software profissional de análise de ECG ambulatorial com suporte a análises estatísticas avançadas. Suporta edição de modelo, vibração atrial e análise de fibrilação, análise de HRV, análise de oscilação de frequência cardíaca, análise de superposição de onda P, análise de segmento ST e outras funções de análise avançadas. A tecnologia de ECG de inteligência artificial AI-ECG opcional pode identificar com rapidez e precisão eventos anormais de ECG.




Edição de modelo




Análise de vibração e fibrilação atrial



Análise de HRV



Análise de oscilação da frequência cardíaca



Análise de superposição de onda P



Análise de segmento ST

ECG portátil

S120 possui um design simples, ultraleve e portátil e uma tela sensível ao toque capacitiva de alta resolução de 7 polegadas e está equipado com o mais famoso algoritmo de análise de ECG de Glasgow. O estojo portátil e a impressora térmica sem fio atendem a mais cenários, como centros de exames médicos, ambulâncias, prontos socorros e médicos de família.

Neo ECG S120

- Modo de aquisição de várias derivações. Exibição de aquisição síncrona de 6/9/12 derivações
- Pode ser alimentado por uma fonte de alimentação DC externa, uma bateria de lítio recarregável integrada
- Suporte automático, RR, análise de HRV, teste de medicamento, modo de evento de ECG
- Fornece 4 modos de amostragem: pré-amostragem, amostragem em tempo real, amostragem periódica e amostragem acionada
- Entrada rápida das informações do paciente através da câmera integrada
- Armazenamento de dados de grande capacidade de cerca de 10.000 casos de ECG. A memória interna pode ser expandida através do unidade flash USB
- Padrão com algoritmo de Glasgow e algoritmo CW ECG-SLA e equipado com palavras de resultado de diagnóstico de ECG inteligentes para conclusão de diagnóstico rápida e automática
- O modo de análise de RR suporta parâmetros de medição convencionais, histograma de intervalo de RR, histograma de diferença de intervalo de RR etc
- Suporta a detecção e rotulagem de estimulação automática e a determinação e correção de eletrodos com contato ruim
- Opções avançadas de eletrodos, tipo snap, sucção, garras de crocodilo, para atender aos requisitos dos médicos



40 horas de vida útil da bateria



Tela sensível ao toque



Wi-Fi/4G



Grande armazenamen- to de dados



Escaneamento da câmera



Fácil de transportar




S120

Sem fio



Impressora térmica Bluetooth



Métodos de medição



Espessura: ≤ 27 mm



Peso: ≤ 1 kg




Parâmetros de alto desempenho para garantir a precisão e a estabilidade da medição, faixa de resposta de frequência ultra ampla para atender às necessidades de exames de bebês e crianças.



Frequência de amostra- gem
Aquisição de sinal mais precisa



CMRR
Capacidade anti-inter- ferência mais poderosa



Resistência de tensão de polar- ização
Medição mais precisa



Frequência de resposta
Arranjo de medição mais amplo

Pocket ECG

O monitor Lepu PCECG-500 fornece coleta, análise, armazenamento e transmissão de informações de ECG de 12 derivações, combinado com o algoritmo de Glasgow para fornecer uma análise completa e imediata.

PCECG-500

- Tela sensível ao toque LCD colorida 4,46", design portátil, tamanho pequeno e peso leve, fácil de transportar
- Alimentação DC externa ou bateria de lítio recarregável integrada, suportando tempo operacional contínuo > 24 horas
- Suporta aquisição simultânea e exibição de formas de onda de 6/12 derivações e detecção de frequência cardíaca
- Fornece algoritmos de análise de rotina de Glasgow para analisar automaticamente as formas de onda de ECG coletadas e exibir os valores de medição e os resultados de diagnóstico
- Suporta modo automático e modo R-R. Suporta detecção e marcação de estimulação automática
- Fornece 4 modos de amostragem: pré-amostragem, amostragem em tempo real, amostragem periódica e amostragem acionada
- Suporta interferência ADS (sistema antiderrapante) e EMG (eletromiografia)
- Suporta transferência de dados por e-mail



Tela sensível ao toque de **4,46"**



Transmissão **Wi-Fi**



Peso leve **250 g**



Algoritmo **Glasgow**




Tempo operacional **> 24 h**




Câmera **HD**

Funções de transferência favorável

Os relatórios de ECG podem ser enviados remotamente por e-mail, o que é muito conveniente e rápido.



Suporta vários métodos de transmissão de dados via rede Wi-Fi e impressão de relatórios de ECG via impressora externa.



Aplicação



ECG fácil

PC-80B

- Design de bolso com operação simples para medições diárias de forma de onda de ECG e HR em casa
- Três métodos rápidos de medição da palma/perna/tórax em 30 segundos
- 22 horas de armazenamento contínuo de dados de medição e armazenamento de 2700 unidades de resultado de medição rápida no dispositivo
- 17 tipos de análise de forma de onda de ECG predefinida
- Conexão sem fio para smartphones via aplicativo para exibição em tempo real e armazenamento de dados
- Servidor em nuvem para armazenamento de dados. Registros ao alcance em qualquer lugar
- Protocolo de comunicação integrado e SDK



DuoEK S ER2

- Derivação I, Derivação II, Derivação de tórax
- Configuração e operação fáceis, um toque para iniciar a detecção e obter um ECG de grau médico em apenas 30 segundos (até 5 minutos)
- Conexão sem fio para smartphones via aplicativo para exibição em tempo real e armazenamento de dados
- Ritmo visível na tela OLED do monitor facilita a compreensão do status de detecção
- 17 tipos instantâneos de análise de forma de onda de ECG predefinida
- Design compacto, portátil e leve. Uma carga para 500 usos regulares, fácil de usar em qualquer lugar, a qualquer hora



Termômetro digital

O termômetro digital é leve, à prova d'água, fácil de usar e transportar. Ele pode medir com rapidez e precisão a temperatura do corpo humano através do aviso sonoro. O termômetro digital também pode alternar a temperatura entre Fahrenheit e Celsius.



LMT 10



LMT 11A



LMT 11B



LMT 11C



LMT 12A



LMT 12B



Leve



Aviso



Rápido e preciso



Padrão médico

Métodos de medição



Temperatura na axila



Temperatura oral



Temperatura retal

Termômetro infravermelho de testa

Os termômetros infravermelhos usam o conceito de radiação infravermelha para determinar a temperatura da superfície de um objeto sem qualquer contato físico. Métodos sem contato reduzem o risco de propagação de doenças. Ele mede a temperatura e exibe a leitura rapidamente.

- Sem contato
- Medição em um segundo
- Proteção IP22 (à prova d'água)
- Luz de fundo de 3 cores (vermelho, amarelo e verde)
- Indicação de febre
- 99 conjuntos de dados de leitura
- Disponível para ambientes de baixa temperatura



LFR 30B



LFR 50



LFR 60



Sem contato



Medição em um segundo



Disponível para ambientes de baixa temperatura



Medição de temperatura de ponto azul



Indicação de febre



99 conjuntos de dados de leitura



Proteção IP22



3 cores de fundo

MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL

O monitor de pressão arterial eletrônico de braço automático é um monitor digital destinado a medir a pressão arterial diastólica, sistólica e a frequência de pulso em pacientes adultos usando uma técnica oscilométrica não invasiva na qual uma BRAÇADEIRA inflável é enrolada no braço. Pode ser uado em hospitais ou em casa.



LBP70C



LBP70D

- 2 modos de usuário autodefinidos
- 199 conjuntos de registro para cada usuário
- Tela de 5,2 polegadas com design de luz de fundo
- Transmissão de voz para orientar o uso, alarme e resultados
- BRAÇADEIRA de veludo com função de autoteste
- Medição precisa para capturar pequenos sinais de fluxo sanguíneo

A circunferência da BRAÇADEIRA inclui 22 cm a 32 cm (8,7 polegadas a 12,6 polegadas) ou 22 cm a 42 cm (8,7 polegadas a 16,5 polegadas)



MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL

Armfit BP2

- Medição de indicadores de saúde de grau médico na pressão arterial e ECG
- Memória integrada, 50 leituras de BP e 10 leituras de ECG podem ser salvas
- Design multifuncional leve, adequado para vários cenários
- Bateria recarregável. Quando totalmente carregada, pode suportar mais de 300 medições de pressão arterial
- Conexão sem fio no aplicativo para armazenamento ilimitado, gerenciamento de dados e relatórios



TENS

O Armfit Relax, se beneficia da TENS (Estimulação nervosa elétrica transcutânea) para aliviar de forma eficaz os sintomas da dor e tratar a dor crônica persistente, a dor pós-traumática aguda, a dor pós-operatória e a dor relacionada à artrite. Ao mesmo tempo, pode efetivamente aliviar a dor causada pela tensão.



Pressão arterial

Design de cânula patenteado Armfit BP2 e fornece medição de pressão arterial de grau médico. Operação simples com medição de pressão arterial de uma tecla, usada para monitoramento diário de hipertensão.

ECG

O Armfit BP2 suporta vários métodos de medição de derivação única, derivação I, derivação II e derivações torácicas. Suporta resultados rápidos de 30 segundos.



MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE

Poctor 800

O medidor de glicose no sangue Poctor 800 adota o método da glicose oxidase para detectar quantitativamente a concentração de glicose usando amostras de sangue total da ponta do dedo. Isso é usado apenas para monitorar a eficácia do controle da glicose no sangue em pacientes diabéticos.

- Pacientes hiperglicêmicos: glicemia de jejum prejudicada, tolerância à glicose prejudicada
- Pacientes diabéticos: diabetes tipo I, diabetes tipo II, diabetes gestacional
- Pacientes com outros tipos de diabetes
- Pessoas com alto risco de metabolismo anormal da glicose



Teste de glicose no sangue

Poctor M3101

3 em 1. Design compacto para monitorar medidores de glicose no sangue, cetona e ácido úrico

- Multifuncional, portátil e fácil de usar
- Capaz de corrigir o hematócrito e a temperatura
- Compatível com sangue de dedo e sangue venoso
- Inicialização com inserção de uma tira para teste com retirada automática da tira para teste
- Grande capacidade de armazenamento. Pode armazenar 600 conjuntos de resultados de teste



Sem fio



Teste de glicose no sangue (Desidrogenase)



Teste de glicose no sangue (Oxidase)



Teste de cetona



Teste de ácido úrico

ANALISADOR DE COLESTEROL

Determinação quantitativa in vitro de colesterol (CHOL), concentrações em sangue total humano (sangue capilar ou venoso) usando o princípio da reflexão da luz. O principal dano da hipercolesterolemia é causar facilmente doenças cardíacas coronárias e outras doenças ateroscleróticas. Este teste é realizado para pessoas que necessitam de avaliação de risco cardiovascular e tratamento medicamentoso hipolipemiante.

LP-M3-11

- Micro sangue: amostragem (35 µl)
- Espera longa (teste mais de 1000 vezes)
- Leve e conveniente, fácil de transportar
- Resultado de exibição clara em tela grande
- Método químico seco



Uso pretendido:

Determinação quantitativa in vitro das concentrações de colesterol (CHOL), colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL) e triglicerídeos (TRIG) em sangue total humano (sangue capilar ou venoso) usando o princípio da reflexão da luz.

- Leia a IFU atentamente ou compre e use sob a orientação da equipe médica
- Consulte a IFU para obter detalhes de contraindicações e precauções
- O produto é usado apenas como uma ferramenta de monitoramento do colesterol e os resultados não podem ser usados como base para o diagnóstico clínico



Aplicação:

Pode ser usado por pessoas com conhecimento médico profissional ou pacientes não profissionais com hiperlipidemia (ou seus familiares) sob a orientação do médico para medir a concentração de CHOL, HDL e TRIG.

ANALISADOR DE COAGULAÇÃO

O analisador de coagulação PT-M1-11 e o cartão de detecção de tempo de protrombina PT-S1-01 precisam ser usados juntos. Sua finalidade é determinar o tempo de protrombina (PT) do sangue capilar humano. Ele adota métodos eletroquímicos.

PT-M1-11

- Micro sangue: amostragem
- Espera longa (teste mais de 200 vezes)
- Leve e conveniente, fácil de transportar
- Resultado de exibição clara
- Em tela grande



Uso pretendido:

O analisador de coagulação PT-M1-11 e o cartão de detecção de tempo de protrombina PT-S1-01 precisam ser usados juntos. Sua finalidade é determinar o tempo de protrombina (PT) do sangue capilar humano

- Leia a IFU atentamente ou compre e use sob a orientação da equipe médica
- Consulte a IFU para obter detalhes de contraindicações e precauções
- O produto é usado apenas como uma ferramenta de monitoramento dinâmico para a função de coagulação do sangue e os resultados não podem ser usados como base para o diagnóstico clínico



PT-M1-11
Analisador de coagulação

PT-S1-01 Protrombina
Cartão de detecção de tempo

Aplicação:

Pessoas com coagulação anormal ou anticoagulantes orais de longo prazo que precisam de monitoramento regular da função de coagulação

SOLUÇÕES DE TELESSAÚDE

As soluções de telessaúde da Lepu conectam pacientes com profissionais de saúde para aumentar o acesso remoto dos pacientes à assistência médica. Os profissionais de saúde podem usar dispositivos de telessaúde para verificar o estado de saúde dos pacientes em tempo real por telefone ou aplicativo móvel. Em particular, o aplicativo pode ser integrado à própria solução de telessaúde do cliente por meio do SDK fornecido. Vamos trabalhar juntos para desenvolver soluções exclusivas e fornecer assistência médica de alta qualidade.



Modelo do produto

• Oxímetro de dedo:



PC-60NW



PC-60F/PC-60FW



PF-10



PF-20

• Oxímetro de pulso portátil | Oxímetro vestível



SP-20



AP-20



AP-10



PC-68B

• Monitor de verificação pontual



PC-303



PC-203



PC-102

• Monitor de ECG fácil | Monitoramento de pressão arterial



PC-80B



ER2



Armfit BP2

• Medidor de glicose no sangue | Analisador de colesterol




Pocror M3103



LP-M3-11

Monitor de verificação pontual PC-303


Programas de monitoramento remoto ajudaram pacientes a evitar consultas médicas. O monitoramento remoto de pacientes fornece monitoramento e suporte em casa para ajudar os pacientes a atingir suas metas de saúde. Este é um atendimento de nível hospitalar que ajudará a facilitar o atendimento ao paciente e a configurar vários dispositivos de monitoramento remoto habilitados para Bluetooth.



Soluções de telessaúde:
Dispositivo médico móvel + APP, PC + software de análise médica

Trabalhe com ViHealth

- **Armazenar histórico ilimitado**
Obtenha acesso ilimitado e controle total de seus dados sem nenhum custo.
- **Experiência perfeita**
Os dados de pressão arterial serão sincronizados automaticamente com o aplicativo ViHealth em segundo plano (é necessário acesso ao Wi-Fi).
- **Medição da pressão arterial x 3**
Para resultados mais confiáveis, a função de medição x 3 fornece automaticamente 3 medições de pressão arterial e faz a média delas.
- **Sincronização automática Bluetooth**
Assim que o dispositivo estiver emparelhado e conectado ao seu smartphone/tablet, as leituras do histórico serão sincronizadas automaticamente e você poderá ver todos os resultados das medições em seu dispositivo iOS/Android.
- **Gerenciamento de vários usuários**
Suporta gerenciamento de vários usuários com observações.
- **Funciona com o Apple Health**
Sincroniza com o Apple Health, permitindo que você veja e gerencie melhor as leituras do histórico.
- **Compartilhar com um clique**
Todos os dados e histórico podem ser enviados a outras pessoas de forma segura em PDF/CSV.





MÉDICO ONLINE

e Consulta médica